


Características y beneficios:

- **Cinco años de piezas y un año de garantía limitada de mano de obra ***
- Funciona con salidas Tri-Tech Medical serie X para permitir la instalación de salidas en paredes con 1 3/4" a 2 1/2" de materiales de revestimiento de pared (medidos desde la superficie de los pernos)
- Fácil de instalar – se fija con tornillos de ajuste
- Fabricado en EE. UU.

* Ver Términos y condiciones, el Documento núm. 99-0477, en nuestro sitio web en: www.tri-techmedical.com para detalles completos.



Información de pedido

Kit de extensión empotrado	Compatible con MRI
XC1000-EX250	XC1000-EX250-MRI

Para realizar un pedido o solicitar información adicional llame al teléfono gratuito 1-800-253-8692 o envíenos un fax al 1-440-937-5060 o envíenos un correo electrónico a internationalsales@tri-techmedical.com. Por favor visite nuestro sitio web en www.tri-techmedical.com.