

Información del producto

Especificación:


- El indentificador de medidor incorporado del control de aspiración del cuerpo del regulador es preciso dentro de $\pm 3\%$ de succión completa
- Interruptor rápido para REG / OFF / Full Vacío
- Demostración Análoga clara en manómento de 2 1/2 pulgadas
- Control de vacío constante
- Caja de plástico duradero
- Mando de control grande para un fácil ajuste
- Variedad de conexiones de salida de entrada disponibles

Regulador de succión continua 0-300 mm Hg
NFPA tipo




Regulador de succión continua 0-760 mm Hg
ISO tipo

Consulte Conexiones de entrada/salida en la parte posterior de la página. Todos los accesorios de conexión se venden por separado.




Información sobre pedidos de 0-300 mm Hg regulador

Conexiones de entrada	Conexiones de salida	Continuo 0-300 mm Hg Aladerecha NFPA	Continuo 0-300 mm Hg Aladerecha ISO
 DISS Tuerca apretada de manos & pezón	DISS 1220 Adaptador Macho	60-0304-300	60-0314-300
	Pezón de tubo de metal de succión	60-0304-300-6M	60-0314-300-6M
 Adaptador macho estilo Ohmeda™	DISS 1220 Adaptador Macho	60-0307-300	60-0317-300
	Pezón de tubo de metal de succión	60-0307-300-6M	60-0317-300-6M
 Adaptador macho estilo Puritan™	DISS 1220 Adaptador Macho	60-0308-300	60-0318-300
	Pezón de tubo de metal de succión	60-0308-300-6M	60-0318-300-6M
 Adaptador macho estilo Chemetron™	DISS 1220 Adaptador Macho	60-0309-300	60-0319-300
	Pezón de tubo de metal de succión	60-0309-300-6M	60-0319-300-6M



Información sobre pedidos de 0-760 mm Hg regulador

Conexiones de entrada	Conexiones de salida	Continuo 0-760 mm Hg Aladerecha NFPA	Continuo 0-760 mm Hg Aladerecha ISO
 DISS Tuerca apretada de manos & pezón	DISS 1220 Adaptador Macho	60-0304-760	60-0314-760
	Pezón de tubo de metal de succión	60-0304-760-6M	60-0314-760-6M
 Adaptador macho estilo Ohmeda™	DISS 1220 Adaptador Macho	60-0307-760	60-0317-760
	Pezón de tubo de metal de succión	60-0307-760-6M	60-0317-760-6M
 Adaptador macho estilo Puritan™	DISS 1220 Adaptador Macho	60-0308-760	60-0318-760
	Pezón de tubo de metal de succión	60-0308-760-6M	60-0318-760-6M
 Adaptador macho estilo Chemetron™	DISS 1220 Adaptador Macho	60-0309-760	60-0319-760
	Pezón de tubo de metal de succión	60-0309-760-6M	60-0319-760-6M



Todas las conexiones /accesorios a continuación se venden por separado.

Conexiones	Descripción	Número de pieza
	Llave DISS Tuerca apretada y pezón x 1/8" MNPT DISS 1220 Vacío	17-0138
	DISS Tuerca apretada de manos & pezón x 1/8" MNPT DISS 1220 Vacío NFPA DISS 1220 Vacío ISO	17-0489 17-0490
	Adaptador de Vacío Macho DISS 1220 x 1/8" MNPT	17-0491
	Adaptador macho estilo de Ohmeda™ x 1/8" MNPT DISS 1220 Vacío NFPA DISS 1220 Vacío ISO	17-0493 17-0494
	Adaptador macho estilo de Puritan™ x 1/8" MNPT DISS 1220 Vacío	17-0495
	Adaptador macho estilo de Chemetron™ x 1/8" MNPT DISS 1220 Vacío NFPA DISS 1220 Vacío ISO	17-0496 17-0497
	Barra de manguera de 5/16" de metal x 1/8" MNPT	17-0498
	Trampa de seguridad al vacío con vacío de cierre de flotador DISS 1220 Tuerca apretada a mano & Pezón x Pezón de tubo	63-0602