



**Hoja de datos de presentación**



Número de pieza  
64-0003



64-06CAP-6B-1G



64-06CAP-1/2G



64-05BR

Los frascos de recolección de desechos líquidos de Tri-Tech Medical se diseñan teniendo en mente la seguridad y la economía. Los frascos de policarbonato son durables y reutilizables. Los frascos de policarbonato pueden esterilizarse con autoclave o con gases esterilizantes y reutilizarse varias veces. El contenido de los frascos de policarbonato de recolección puede inspeccionarse con facilidad de forma visual.

Los conjuntos de frascos de recolección y tapas están diseñados para capacidades de flujo alto. Los conjuntos están compuestos por el conjunto de frasco de policarbonato y tapa de metal. Los conjuntos de las tapas están diseñados con cierre flotante, extensión de tubo de vacío y tapa. Los conjuntos de las tapas incluyen una tuerca de ajuste con llave hembra DISS 1220 y conexión superior de boquilla o una conexión de boquilla de tubo de succión. Los conjuntos de las tapas con conexiones de boquilla de tubo de succión tienen vástagos y tuercas de bloqueo para usarse con soportes de montaje de frasco de succión y tapa. El soporte de montaje del conjunto de botellas y tapas está hecho de aluminio anodizado y está diseñado con precisión para montarse firmemente en soportes deslizantes para un ajuste uniforme y fuerte.

| Número de pieza  | Descripción   |
|------------------|---|
| 64-0003          | Frasco de policarbonato de 1200 cm <sup>3</sup> (1/2 galón) solamente: embalado en cajas de 6 frascos cada una          |
| 64-0004          | Frasco de policarbonato de 2800 cm <sup>3</sup> (1 galón) solamente: embalado en cajas de 6 frascos cada una            |
| 64-06CAP-1/2G    | Conjunto de tapa de succión para botella de 1200 cm <sup>3</sup> (1/2 galón) con llave de DISS tuerca y boquilla hembra |
| 64-06CAP-1G      | Conjunto de tapa de succión para botella de 2800 cm <sup>3</sup> (1 galón) con llave de DISS tuerca y boquilla hembra   |
| 64-06CAP-6B-1/2G | Conjunto de tapa de succión para botella de 1200 cm <sup>3</sup> (1/2 galón) con pezón de tubo de succión               |
| 64-06CAP-6B-1G   | Conjunto de tapa de succión para botella de 2800 cm <sup>3</sup> (1 galón) con pezón de tubo de succión                 |
| 64-05BR          | Soporte de montaje del conjunto de botella y tapa   |