

Información del producto

Información del Proyecto

Con DISS Tuerca apretada de manos

Modelo	Descripción
57-0124-A	Flujómetro Oxígeno Tipo de Clic con rango de 25 lpm

Con Adaptador macho estilo de Ohmeda/Ohio


Modelo	Descripción
57-0127-A	Flujómetro Oxígeno Tipo de Clic con rango de 25 lpm

Con Adaptador macho estilo de Chemetron

Modelo	Descripción
57-0129-A	Flujómetro Oxígeno Tipo de Clic con rango de 25 lpm

Engrasador de la tubería (adaptador del árbol de Navidad)

Modelo	Descripción
17-0486	Pezón verde plástico NFPA
17-0487	Pezón blanco plástico ISO



La Característica

Tri-Tech Medical Inc. Flujómetro Oxígeno Tipo de Clic/Dial con rango de 25 lpm están diseñados para dependabilidad y durabilidad. Son ofrecidos con una variedad de conexiones se la entrada.

Especificación

- Presión entrada calibrada de 50 psig/70° F (21° C)
- Conexión de salida 9 / 16-18 UNF (CGA 1240)
- Temps de funcion 20°F a 130°F (-28.8°C a 54.4°C)
- Temps de almacen 14°F a 125°F (-10°C a 51.6°C)
- Cuerpo de aluminio con disco de orificio fijo de latón, junta tórica de goma, y perilla de plástico ABS
- Configuración de flujo: OFF, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 25 lpm (12 configuraciones)



57-0127-A con 17-0486 se muestra montado en un Tri-Tech Medical Inc. salida de oxígeno