




**Función:**

El macho rápido-conecta se diseñan ajustes para ser usado en todas las marcas y estilos de rápido-conecte tomas de gas. Los tipos más comunes se muestran debajo. La ventaja del rápido-conecte el adaptador macho está instantáneo fácil fuera conexión que ofrece..

**Rasgos:**

- Rápido y fácil conectar y desconectar
- El color codificó, etiquetó y puso en un índice para los servicios de gas específicos
- Disponible en NPT y estilos de barba de manga
- 100 máximo del psi que trabaja presión

**Cómo Pedir:**

Adaptador	Servicio de Gas	1/8" macho npt	1/4" macho npt	1/4" barba de la manga
 Ohmeda™ estilo	Oxígeno	QM-124-2	QM-124-4	QM-124-4B
	Aire Médico	QM-116-2	QM-116-4	QM-116-4B
	Vacío Médico	QM-122-2	QM-122-4	QM-122-4B*
	Óxido Nitroso	QM-104-2	QM-104-4	QM-104-4B
	WAGD	QM-132-2	QM-132-4	QM-132-4B*
 Chemetron estilo	Oxígeno	QA-124-2	QA-124-4	QA-124-4B
	Aire Médico	QA-116-2	QA-116-4	QA-116-4B
	Vacío Médico	QA-122-2	QA-122-4	QA-122-4B*
	Óxido Nitroso	QA-104-2	QA-104-4	QA-104-4B
	WAGD	QA-132-2	QA-132-4	QA-132-4B*
 Puritan estilo	Oxígeno	QP-124-2	QP-124-4	QP-124-4B
	Aire Médico	QP-116-2	QP-116-4	QP-116-4B
	Vacío Médico	QP-122-2	QP-122-4	QP-122-4B*
	Óxido Nitroso	QP-104-2	QP-104-4	QP-104-4B
	WAGD	QP-132-2	QP-132-4	QP-132-4B*

\* Para 5/16" barba de la manga en Vacío Médico y WAGD, cambie el 4B a 5B (ejemplo QM-122-5B)

El código de color ISO y otras configuraciones están disponibles. Póngase en contacto con Tri-Tech Medical Inc. para esos.